

ALP 2.0

winter trekking micro crampons



- Quick fit and excellent adhesion to the shoe with a velcro band above the foot
- Ideal for ice, hard snow and frozen undergrowth due to the system of different tip lengths
- Front hinged crampons to prevent accumulations of snow and ice
- Steel hoop on the shoe's tip for excellent stability
- Compact case made of technical and functional material

- Calzata rapida e ottimale aderenza alla calzatura con fascia sopra piede in velcro
- Ideale su ghiaccio, neve dura e sottobosco ghiacciato grazie al sistema a punte a lunghezza differenziata
- Ramponi anteriori snodati per prevenire gli accumuli di neve e ghiaccio
- Archetto sul puntale per una migliore stabilità
- Astuccio in materiale tecnico, compatto e funzionale

Elastic velcro band to fix the light crampon also above the shoe thus ensuring excellent fit and walking stability

Fascia sopra piede di tenuta in velcro elastico per una maggiore sicurezza

13 steel crampon's spikes (7 and 17 mm long) for excellent stability and perfect grip

13 punte di lunghezza variabile (da 7 a 17 mm) per un grip ottimale nelle diverse condizioni d'uso

Short link chain made of high quality steel to assure reliability and resistance

Piastre di tenuta trattate termicamente per una maggiore resistenza meccanica

Hi-tech silicon elastomer tested up to -60 °C for a quick and comfortable fit and perfect positioning of the light crampon

Elastomero in materiale siliconico hi-tech, testato a -60 °C, che garantisce una calzatura rapida, comfort e prestazioni eccellenti



Puller to easy fitting and take off of the micro crampons.

Puller che consente di calzare e di togliere più facilmente il micro rampono.

Practical bag that prevents the tips of the micro crampons damage the backpack.

Sturdy and durable nylon with zip. Perforated panel for quick drying of wet micro crampons.

Pratico astuccio che impedisce alle punte dei ramponi di bucare lo zaino. Nylon robusto e durevole con una chiusura a zip. Pannello traforato per l'asciugatura rapida dei micro ramponi bagnati.



Exact size chart
FITTING TABLE

More about ALP 2.0 »



Art.	Modell	Weight pair	Size	Shoe size	
				EUR	USA
20020	Nortec ALP 2.0 size M	430 g	M	35 - 39	5 - 7
20030	Nortec ALP 2.0 size L	460 g	L	40 - 43	8 - 9.5
20040	Nortec ALP 2.0 size XL	470 g	XL	44 - 48	10 - 13
20050	Nortec ALP 2.0 size XXL	480 g	XXL	46 - 50	11.5 - 15

Specifications subject to change without notice